


Das „Lauschi“ richtig einsetzen

Bevor Sie beginnen: Öffnen Sie das Batteriefach, damit es beim Einsetzen keine Rückkopplung gibt. Falls Sie eine Gleitcreme für Hörgeräte haben, tragen Sie diese dünn am unteren Ende des Ohrpassestückes auf.

Falls das Ohrpassestück und das Hörgerät voneinander getrennt sind, stecken Sie die beiden Schlauchteile wieder zusammen


Links _____ + _____
Rechts _____ + _____
Kennzeichen Hörgerät Ohrpassestück



1

Nehmen Sie das Ohrpassestück an der hinteren Seite zwischen Zeigefinger und Daumen.


Führen Sie es an das Ohr ...



2


... und schieben Sie das untere, längere Ende in den Gehörgang.

Orientieren Sie sich dabei an der Richtung dieses Teils des Ohrpassestückes. Es sollte möglichst gerade in den Gehörgang eingeführt werden.



3

Schieben Sie nun den oberen Teil in die obere Ecke des Ohres hinter den kleinen Knorpelrand.



4

Jetzt ziehen Sie leicht am Ohrläppchen oder – je nach Sitz des Ohrpassestückes – am unteren, seitlichen Rand des Ohres und drücken/schieben/drehen das gesamte Ohrpassestück in die „perfekte“ Passform.



5

Als letzten Schritt legen Sie das Hörgerät hinter das Ohr.

Schließen Sie das Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass das Lauschi blinkt.

Falls nicht, wechseln Sie bitte die Batterie.